

1352192 - Fauteuil de prélèvement Saar 3D - hauteur fixe - 1 pc



Déscription

Chaise Saar à 3 sections à hauteur fixe. Le dossier et la partie jambes se déplacent simultanément en actionnant les poignées placées de part et d'autre de l'assise. La conception unique assure une longueur totale de 165 cm en position de Trendelenburg. Les quatre roulettes d'un diamètre de Ø100mm sont toutes freinables, ce qui rend la chaise très stable. En option, les roues avant peuvent être freinées de manière centrale. Les fauteuils de traitement sont équipés en standard d'un ensemble d'accoudoirs réglables en hauteur ; des accoudoirs réglables en angle sont disponibles sur demande. Les chaises à lécher Saar ont un design moderne et distinctif dans différentes couleurs.

Attention : la couleur de la table comme sur l'image n'est pas contractuelle et peut différer de la réalité.

Spécifications

Marque	Wesseling
Roues incluses	Oui
Capacité de levage	150 kg
sku	1352192
Accoudoirs	Qui
Couleur	Ice Blue
Nombre de parties	3-parties
Réglage de la hauteur	Fixe
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce