

## 1610028 - Keiser A400 Abducteur de hanche



### Déscription

Les machines **Keiser A400 Abduction de la hanche et Adduction unilatérale** offrent des possibilités avancées de rééducation et d'entraînement en force grâce à la **Pure Resistance Technology™ (PRT)** brevetée – plus efficace que les poids traditionnels à la fois à basse et haute vitesse de mouvement.

Idéales pour les **physiothérapeutes, hôpitaux, centres de rééducation et environnements sportifs de haut niveau**, la série A400 permet un **entraînement en surcharge isométrique et excentrique**, ajustable d'une simple pression sur un bouton en fonction des retours en temps réel du patient.

### Caractéristiques principales & avantages :

- **Pure Resistance Technology™** – Plus efficace à haute vitesse pour la force et l'explosivité ; tout aussi efficace à basse vitesse pour le développement musculaire.
- **Résistance pneumatique** – Résistance fluide et respectueuse des articulations, idéale pour la rééducation postopératoire et les personnes âgées.
- **Mouvement unilatéral** – Entraîne chaque jambe séparément, favorise un développement musculaire symétrique et évite la compensation par le côté le plus fort.
- **Surcharge isométrique & excentrique** – Augmente la résistance pendant ou après un mouvement pour des stimulations musculaires ciblées.
- **Conception à faible inertie** – Minimise les chocs, protège les articulations et les tissus conjonctifs.
- **Retour numérique en temps réel** – Grands écrans affichant la résistance et les répétitions ; intégration complète avec l'**application Keiser Metrics** pour un entraînement basé sur les données.
- **Plage de résistance fonctionnelle** – Large réglage adapté à chaque utilisateur, du patient en rééducation à l'athlète de haut niveau.

### Applications :

- Rééducation des blessures de la hanche et de l'aîne
- Renforcement après opérations (comme la prothèse de hanche ou la reconstruction du ligament croisé)

- Entraînement de la mobilité pour personnes âgées
- Entraînement de force orienté performance
- Correction des déséquilibres et des schémas de marche

**Améliorez les résultats de rééducation et les performances sportives avec le Keiser A400 – le choix professionnel pour un entraînement pneumatique précis du bas du corps.**

## Spécifications

Marque	Keiser
Dimensions du produit	L 124 cm, H 124 cm
Poids du produit	87 kg
sku	1610028
Résistance	0 - 160 kg
Type d'emballage	Pièce