

## SCB2530129 - Schiller Pediatric pads pour Fred Easy / DG4000 / DG5000 - 1 pc



### Déscription

Les électrodes pour enfants sont adaptées aux FRED easy, DG4000 et DG5000. Elles ont été conçues pour les enfants de 1 à 8 ans, pesant jusqu'à 25 kg. Dès que les électrodes enfant sont connectées au défibrillateur, le niveau de choc est automatiquement réduit. Les électrodes sont auto-adhésives.

### Spécifications

Marque	Schiller
sku	SCB2530129
Type d'emballage	Pièce