

## 1625192 - HEINE F.O 4 short LED NT - Poignée batterie rechargeable pour laryngoscope - 1 pc



## **Déscription**

Découvrez la poignée source lumineuse Heine, l'outil indispensable pour les professionnels médicaux exigeants. Conçue pour offrir une illumination optimale lors des examens, elle garantit une précision accrue et un confort d'utilisation inégalé. Faites confiance à Heine pour améliorer votre pratique quotidienne avec une source lumineuse fiable et performante. Avantages clés - \*\*Éclairage puissant et homogène\*\* – assure une visibilité parfaite des zones examinées - \*\*Design ergonomique\*\* – facilite la manipulation prolongée sans fatigue - \*\*Compatibilité avec les stations murales Heine\*\* – installation et recharge simplifiées - \*\*Longue durée de vie des LED\*\* – réduction des remplacements et des coûts d'entretien - \*\*Matériaux robustes et hygiéniques\*\* – adaptés aux environnements médicaux stricts - \*\*Légèreté et maniabilité\*\* – pour un usage confortable tout au long de la journée - \*\*Recharge rapide\*\* – disponibilité constante sans interruption des soins Prix : commandez dès maintenant, livraison en 3 à 5 jours ouvrables Besoin de conseils ? Contactez nos experts, ils vous accompagnent pour choisir la solution Heine la plus adaptée à vos besoins.



## **Spécifications**

Marque	Heine
SKU leverancier	HEINF-008.22.424
sku	1625192
Taxe Bebat	0.05 EUR
	Non
Rechargeable	Rechargeable
Type d'emballage	Pièce