

1501256 - Lampe d'examen LED 130F - fixation au plafond - bras à ressort - anneau d'ancrage exclusif - 1 pc



Déscription

Lampe d'examen très puissante pour la petite chirurgie avec un excellent rendu des couleurs. La version est équipée du système d'éclairage R96, d'un variateur de lumière et d'un réflecteur de lumière froide avec filtre thermique.

Avantages

- Avec contrôle de mise au point
- Indice de rendu des couleurs: Ra 96
- Température de couleur: 4300K
- Taille du champ lumineux: 14-25 cm
- Diamètre de la lampe : 22 cm
- Lampe halogène: 50 Watt

Spécifications

Marque	Dr. Mach
Diamètre de la lampe	33 cm
Étendue du champ lumineux	13-19 cm
Nombre de LEDs	19
Intensité lumineuse	60000 lux
Longueur du bras	171 cm
Contrôle de la mise au point	Oui
Commande Touchless	Non
sku	1501256
Normes	EN ISO 13485:2016
Catégorie de lampe de recherche	Lampe d'examination
Lampe d'examination modèle	Modèle de plafond
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce