

## 1539359 - Tensiomètre manuel Clinicus I - 1 tuyau - brassard velcro adultes - étui - rouge - 1 pc



### Déscription

Tensiomètre manuel anéroïde abordable avec boîtier en plastique ABS et grande échelle de lecture (diamètre 60 mm). L'intérieur est sans corrosion, protégé contre la surpression. Livré avec brassard velcro adulte et étui.

### Spécifications

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Marque                    | BOSO                         |
| sku                       | 1539359                      |
| Couleur                   | Rouge                        |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| Type d'emballage          | Pièce                        |
| Type de tensiomètre       | Tensiomètres anéroïdes       |