

## 1575127 - Urinale Ursec pour les hommes - Non-spill - 1000 ml - 1 pc



### Déscription

Urinal très sécurisant grâce à son design intelligent : l'embout est placé de façon à ce que l'urine coule dans l'entonnoir. Ce qui fait que l'urinal peut se mettre dans n'importe quelle position et qu'il y ait peu de fuite quand il tombe. Il se vide facilement en dévissant le bouchon à l'arrière.

Il existe une deuxième version avec un bouchon sécurité/enfant, comme sur les bouteilles de produits de nettoyage. La poignée est amovible afin de nettoyer à fond l'urinal.

### Spécifications

<b>Autoclavable</b>	Oui
<b>sku</b>	1575127
<b>Code CNK</b>	4321386
<b>Contenu</b>	1000 ml
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Sex</b>	Hommes
<b>Type d'emballage</b>	Pièce