

## 1572199 - HEINE XP Set de laryngoscope d'urgence avec FO poignée, FO insert, 4 lames, mallette - 1 pc



### Déscription

Le set complet de laryngoscope d'urgence HEINE XP avec 5 lames différentes convient aux nouveau-nés et aux adultes. Il est prêt à l'emploi avec une poignée en fibre de verre SP et des piles alcalines. Le set de laryngoscope d'urgence HEINE XP est équipé de lames XP ayant la même forme anatomique que la Classic +, la lame la plus vendue au monde, avec un jet intégré en fibre de verre. L'emballage comprend une mallette de transport, 5 lames jetables (pour éviter toute contamination) Miller 0, Miller 1, Mac 2, Mac 3, Mac 4, manche F.O. SP 2,5V et 2 piles alcalines. De plus, il comprend un éclairage extrêmement brillant grâce à la lampe halogène XHL. La lumière est focalisée avec précision sur l'épiglotte et les cordes vocales.

- Technologie halogène XHL de HEINE pour 40% de lumière en plus que les lampes halogènes ordinaires
- Hygiénique et sûr
- Forme de lame idéale avec possibilité d'intubation
- Peut être utilisé dans toutes les conditions
- Les lames ne "gèlent" pas et ne collent pas à la langue à basse température
- Conçu pour éviter d'endommager les dents
- Vraiment incassable lors du partage
- Poignée antidérapante
- Petit et léger
- Fonctionne sur piles (incluses) Les lames XP s'appliquent à tous les manches

## Spécifications

<b>Marque</b>	Heine
<b>SKU leverancier</b>	HEINF-258.10.858
<b>Composition</b>	Étui de transport, 5 lames jetables (pour éviter les infections) : Miller 0, Miller 1, Mac 2, Mac 3, Mac 4, 1 poignée F.O. SP 2,5V, 2 piles alcalines.
<b>Résistant à l'eau</b>	Oui
<b>Normes</b>	ISO 7376
<b>sku</b>	1572199
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce