

## 1575092 - Tork chiffon - microfibre - usage unique - blanc - 8 x 40 pcs



### Déscription

Tork Chiffon de Nettoyage Microfibre jetable est un chiffon de nettoyage 100 % microfibre de qualité supérieure. Ce chiffon de nettoyage peu pelucheux offre des résultats de nettoyage supérieurs sur les surfaces dures.

- Conçu pour une seule utilisation et jetable.
- Élimine 99,9 % des microorganismes des surfaces, y compris Cdiff\* Exclusion de responsabilité : Pour une utilisation avec de l'eau. Si l'usage de désinfectants est requis par les directives ou les autorités locales, consultez l'étiquette du désinfectant pour des informations sur l'usage et l'efficacité du produit. Référez-vous aux instructions du fabricant pour l'application de désinfectant avec des chiffons en microfibre. Les méthodes sont des versions modifiées des méthodes standardisées (^EN16615 et ASTM E-2362-16 et E-2967-15), Testé avec S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, C. albicans, C. difficile, Pour les surfaces environnementales – pas les appareils médicaux (ne stérilise pas)
- Peut s'utiliser sec ou en combinaison avec des solutions de nettoyage, produits hydroalcooliques et désinfectants

## Spécifications

<b>Marque</b>	Tork
<b>SKU leverancier</b>	183700
<b>Composition</b>	Polyètre, polyamide
<b>Largeur dépliée</b>	34 cm
<b>Largeur pliée</b>	17 cm
<b>Longueur pliée</b>	14.7 cm
<b>Normes</b>	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001
<b>sku</b>	1575092
<b>Couches</b>	1 couche
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Type d'emballage</b>	Carton