

1543120 - Siège de douche Relax pliable - avec accoudoirs et pieds de support - blanc - 1 pc



Déscription

Etac Relax est un siège de douche intelligent et élégant. Il est parfait lorsque l'espace est limité car il se plie à plat contre le mur. Vous pouvez choisir la version qui convient le mieux à vos besoins, car Relax est disponible dans de nombreuses configurations et s'adapte facilement à tout espace de douche.

Le siège de douche Relax a été développé avec soin et considération, pour rendre votre expérience de la douche plus agréable. Le design scandinave minimaliste vous offre un confort maximal et une salle de bain plus élégante.

Le siège de douche Relax peut facilement être personnalisé avec plusieurs accessoires confortables, tels qu'un support dorsal, des supports de bras rabattables et des pieds de soutien. Vous serez assis confortablement grâce à la conception ergonomique souple du siège et au support dorsal réfléchissant la chaleur. Vous vous sentirez en sécurité avec les supports de bras à prise souple et vous pouvez ajouter des pieds de soutien pour plus de stabilité.

Spécifications

Marque	Etac
SKU leverancier	E81703040
Accoudoirs	Oui
Dossier	Non
Pliable	Oui
Profondeur du siège	45 cm
Largeur du siège	40 cm
Composition	Siège : polypropylène ; Accoudoirs : polypropylène et TPE ; Pieds : aluminium et acier inoxydable ; Capuchons de plancher : TPE
sku	1543120
Produits similaires	Non
Catégorie assise de douche	Assises de douche
Couleur	Blanc
Poids max. de l'utilisateur	150 kg
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce