

## 1621960 - Electrodes ECG - resting - solid - baby/pediatric - 30 mm - 40x50 pcs



### Déscription

Ces électrodes sont idéales pour la réalisation d'ECG de repos. La mousse de polyéthylène se caractérise par sa légèreté, son élasticité, sa durabilité et ses propriétés hydrofuges. Elle est recouverte d'une colle acrylique pour assurer une bonne adhérence.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Sorimex
<b>sku</b>	1621960
<b>Normes</b>	ISO 13485:2016-04
<b>Radio opaque</b>	Oui
<b>Application</b>	Resting tests
<b>Groupe cible</b>	Bébé
<b>Matériau de base</b>	Mousse de polyéthylène
<b>Matériau de connexion du bouton-poussoir</b>	Inox
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Shelflife</b>	3 ans
<b>Taille</b>	30 mm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>Type de gel</b>	Solid gel