

1621960 - Electrodes ECG - resting - solid - baby/pediatric - 30 mm - 40x50 pcs



Déscription

Ces électrodes sont idéales pour la réalisation d'ECG de repos. La mousse de polyéthylène se caractérise par sa légèreté, son élasticité, sa durabilité et ses propriétés hydrofuges. Elle est recouverte d'une colle acrylique pour assurer une bonne adhérence.

Spécifications

Marque	Sorimex
sku	1621960
Normes	ISO 13485:2016-04
Radio opaque	Oui
Produits similaires	Non
Application	Resting tests
Groupe cible	Bébé
Matériau de base	Mousse de polyéthylène
Matériau de connexion du bouton-poussoir	Inox
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Shelflife	3 ans
Taille	30 mm
Type d'emballage	Boîte
Type de gel	Solid gel