

1621960 - Electrodes ECG - resting - solid - baby/pediatric - 30 mm - 40x50 pcs



Déscription

Deze elektroden zijn ideaal voor het nemen van rust ECG's. Het polyethyleen schuim wordt gekenmerkt door zijn lichtheid, elasticiteit, duurzaamheid en zijn waterafstotende eigenschap. Het schuim is gecoat met een acrylaatlijm voor een goede hechting.

Spécifications

Marque	Sorimex
sku	1621960
Normes	ISO 13485:2016-04
Radio opaque	Oui
Application	Resting tests
Groupe cible	Bébé
Matériau de base	Mousse de polyéthylène
Matériau de connexion du bouton-poussoir	Inox
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Shelflife	3 ans
Taille	30 mm
Type d'emballage	Boîte
Type de gel	Solid gel