


**1549061 - VICRYL® Plus fil de suture 3/0 - 19 mm - 70 cm -
VCP423H - 1 pc**



Déscription

La suture VICRYL® Plus enduite est une suture chirurgicale stérile résorbable synthétique. Traitée pour une résorption rapide, les sutures n'ont pas besoin d'être retirées. Fabriquée à partir d'un copolymère de 90 % de glycolide et de 10 % de L-lactide.

- Filament multi
- Synthétique
- temps de résorption: 50-70 jours

Spécifications

Marque	Ethicon
Composition	Suture: copolymère de 90 % de glycolide, 10 % de L-lactide
sku	1549061
Stérile	Oui
Résorbable	Oui
Epaisseur du fil	3/0
Longueur aiguille	19 mm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe III
Type d'emballage	Pièce