

1605684 - Seringues Romed 5 ml - embout concentrique 3 pièces - 100 pcs



Déscription

Ces seringues stériles en 3-parties sont emballées individuellement.

Spécifications

Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Mécanisme de sécurité	Non
sku	1605684
Contenu	5 ml
Location de la pointe	Concentrique
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Type d'emballage	Boîte
Tip	Luer slip