

## 1543069 - Eponge de dos courbé - 77 cm - 1 pc



### Déscription

La forme de l'éponge utilise efficacement la puissance des épaules, des bras et des mains. La forme du savonnetier courbé permet d'atteindre tout le dos. La conception ergonomique permet d'atteindre toutes les parties du corps. L'éponge remplaçable lave efficacement sans absorber l'eau: ainsi le savonnetier reste léger et en balance même s'il est mouillé.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Etac
<b>SKU leverancier</b>	E80210080
<b>Composition</b>	Polypropylène et TPE
<b>Éponge longueur de bras</b>	77 cm
<b>sku</b>	1543069
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce