

## 1533299 - Benjamin ComfyNest set - nid taille L - 1 pc



### Déscription

Le ComfyNest et ses accessoires sont conçus pour positionner, soutenir et retenir le bébé prématuré ou de faible poids de naissance dans différentes positions. Les produits ComfyNest, ComfyPillow, ComfyStar et ComfyKiss peuvent être utilisés individuellement ou comme un ensemble. Pour un positionnement optimal, nous vous recommandons d'utiliser les quatre produits ci-dessous. L'ensemble complet se compose de ComfyNest, ComfyPillow, ComfyStar et ComfyKiss.

Le ComfyNest est disponible en deux tailles : Small (500 à 1 500 grammes) et Large (1 500 à 2 500 grammes).

### Spécifications

<b>Marque</b>	Benjamin Care
<b>SKU leverancier</b>	BCN-001-000_L
<b>sku</b>	1533299
<b>Taille</b>	L
<b>Type d'emballage</b>	Pièce