

1628259 - Bellavista - NIV - lot - 1 pc



Déscription

Le kit Bellavista NIV est destiné à la ventilation non invasive (NIV) et comprend des fonctionnalités avancées telles que :

- Mode de ventilation adaptatif (AVM) : ce mode réduit tes interventions et ajuste les paramètres en fonction de la coopération et de la résistance du patient, pour t'assurer une ventilation optimale tout au long du processus.
- Synchrony Tools : des fonctions comme AutoSync et AutoRise t'aident à synchroniser ta respiration, ce qui réduit au minimum le temps de montée en pression et évite les dépassements de pression.
- Compensation des fuites : Le ventilateur compense les fuites jusqu'à 120 L/min, garantissant ainsi la sécurité du patient aussi bien en ventilation invasive qu'en ventilation non invasive.
- Interface personnalisable : Le Bellavista 1000 Select dispose d'une interface personnalisable avec un large éventail d'options pour la ventilation invasive et non invasive, ainsi que pour l'oxygénothérapie à haut débit.

Spécifications

Marque	Vyaire
sku	1628259
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce