

## 1622316 - Flip-flo™ cathéter - valve - Avec connecteur latex - 180° - 5 pc



### Déscription

Le cathéter à valve Flip-flo™ convient à un large public. Y compris les patients utilisant des cathéter urétraux ou sus-pubiens. Lorsqu'elle est utilisée dès le début, la valve du cathéter Flip-Flo peut aider à maintenir le tonus et la capacité de la vessie. L'action de rinçage peut également réduire le risque de colmatage.

### Spécifications

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Bard Medical                |
| <b>sku</b>                       | 1622316                     |
| <b>Stérile</b>                   | Oui                         |
| <b>Sans latex</b>                | Non                         |
| <b>Couleur</b>                   | Jaune                       |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDD - 93/42/EEC - Classe Is |
| <b>Type d'emballage</b>          | Boîte                       |