

1600776 - Prestrol sonde d'aspiration avec finger tip control - CH12 - 48 cm - blanc -stérile - 1 x 100 pcs



Déscription

Pennine sonde d'aspiration assistée par le vide pour les procédures d'aspiration orale, trachéale et endobronchique. A utiliser par raccordement à la source d'aspiration avec le tuyau d'aspiration Pennine, type FF. Les produits sont emballés individuellement de façon stérile.

Spécifications

Marque	Pennine
Stérile	Oui
sku	1600776
Couleur	Blanc
Diamètre sonde	Ch 12
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Type d'emballage	Boîte