

1544090 - Renol sangle en nylon pour relier les sangles chevilles - 1 pc



Déscription

La ceinture Standard Ankle Holders, donc maintien des chevilles avec une sangle, immobilise les chevilles en douceur : elle laisse la possibilité d'une certaine liberté de mouvement. Lorsqu'elle est utilisée avec une sangle de connexion, tout mouvement des jambes est rendu impossible.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFS17NYL
Options nécessaires	Ne s'applique pas
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1544090
Catégorie de fixation	Accessoires pour ceintures
Fermeture	Ne s'applique pas
Largeur ceinture	Ne s'applique pas
Largeur sangles	Ne s'applique pas
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille de fixation	S – M
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Fixation cheville
Usage de la fixation	Au lit/brancard