

1558726 - HEINE brassard velcro + poumon avec 1 tuyau - obèses - 35-47 cm - 1 pc



Déscription

Le brassard à velcro réutilisable HEINE avec tuyau long est compatible avec les tensiomètres HEINE G5 et G7. Sa fermeture velcro robuste assure un ajustement sécurisé, tandis que ses matériaux durables garantissent une longue durée d'utilisation. Conçu pour des mesures précises et confortables, ce brassard est conforme aux normes MDR 2017/745/EU Classe I.

Spécifications

Marque	Heine
SKU leverancier	HEINM-000.09.706
Compatible avec	Heine G5; Heine G7
Portée du brassard	35 - 47 cm
sku	1558726
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Statut d'approbation	A approuver
Taille du brassard	XL
Type d'emballage	Pièce