

1618235 - Tabouret TR01- roues - 48 - 61 cm - revêtement standard - vert menthe



Déscription

Le Tabouret TR 01 est un tabouret médical polyvalent conçu pour offrir confort et stabilité. Il est doté d'une assise rembourrée confortable qui assure un confort prolongé, idéal pour les professionnels de santé travaillant de longues heures dans la même position.

Caractéristiques principales :

- Base stable : Le Tabouret TR 01 est équipé d'une base robuste en plastique, garantissant une stabilité maximale, même en cas d'utilisation intensive.
- Réglage facile : Grâce au vérin à gaz, la hauteur peut être ajustée facilement et rapidement pour s'adapter aux besoins de chaque utilisateur.

Le Tabouret TR 01 offre le parfait équilibre entre fonctionnalité et confort, faisant de lui un choix indispensable dans tout environnement médical.

Remarque : la couleur du tabouret telle qu'elle apparaît sur l'image peut varier par rapport à la réalité.

Spécifications

Marque	Spinetechnics
Roues	Oui
Anneau de pied	Non
Dossier	Non
Diamètre du siège	35 cm
Nombre de roues	5
sku	1618235
Couleur	S14 - vert menthe
Couleur châssis	Noir
Matériel châssis	Matière synthétique
Réglable en hauteur avec un vérin à gaz	48 - 61 cm
Type d'emballage	Pièce
Type de siège	Siège rond