

## 1623448 - Elliptique SportsArt Essentials Line Eco-Natural E865 - à entraînement autonome - affichage LED



### Déscription

Le **SportsArt E865 Elliptical** offre un **entraînement complet du corps à faible impact**, idéal pour les utilisateurs souhaitant ménager leurs articulations tout en réalisant un entraînement intensif. Grâce à sa **conception auto-alimentée**, cet appareil ne consomme pas d'électricité et n'a pas d'empreinte écologique – durable et puissant.

Avec **15 niveaux de résistance**, une **longueur de foulée réglable de 18 à 25,5 pouces** et plusieurs programmes d'entraînement prédéfinis, le E865 s'adapte aux besoins de chaque athlète. Le **système d'amortissement de pédale MyFlex™** et les **multiples options de prise en main** assurent un confort optimal et une grande polyvalence, tandis que le **grand porte-gobelet** ajoute de la commodité lors des séances plus longues.

#### Caractéristiques principales du SportsArt E865 Elliptical :

- **Conception auto-alimentée** : économe en énergie, pas besoin de branchement
- **15 niveaux de résistance** pour un entraînement progressif
- **Longueur de foulée réglable** : 18 – 25,5 pouces (45,7 – 64,8 cm) pour un ajustement parfait
- **Amortissement de pédale MyFlex™** pour un confort supplémentaire et un soulagement articulaire
- **Poignées multigrip** pour différentes positions d'entraînement
- **Extras pratiques** : porte-gobelet surdimensionné

#### Spécifications techniques :

- **Poids de l'appareil** : 120 kg / 264 lbs
- **Dimensions (L x l x H)** : 203,4 x 64,6 x 174 cm
- **Poids maximal utilisateur** : 181,4 kg / 400 lbs
- **Longueur de foulée** : 45,7 – 64,8 cm / 18 – 25,5 pouces

- **Hauteur de montée** : 32,5 cm / 12,8 pouces

Le **E865 Elliptical** convient pour :

- **Les clubs de fitness et salles de sport** qui allient durabilité et qualité supérieure
- **La physiothérapie et la rééducation** grâce à son faible impact sur les articulations
- **Les utilisateurs à domicile** souhaitant un vélo elliptique professionnel sans consommation électrique

## Spécifications

<b>Marque</b>	SportsArt
<b>sku</b>	1623448
<b>Poids</b>	120 kg
<b>Type d'emballage</b>	Pièce