

1546276 - Linido appui pour lavabo - 700 x 500 mm - blanc - 1 pc



Déscription

L'appui de lavabo offre un soutien à l'utilisateur lors du déplacement et de l'utilisation du lavabo. Des caches sont inclus.

Spécifications

Marque	Linido
Dimensions du produit	L 50 cm, L 70 cm
SKU leverancier	LI2606.0001-02
sku	1546276
Catégorie supports muraux	Accessoires pour supports muraux
Couleur	Blanc
Type d'emballage	Pièce