

1106174 - WelchAllyn brassard flexiport taille 13 - cuisses - sans tuyau ni connecteur - 1 pc



Déscription

Les brassards Flexiport sont constitués d'un matériau sans latex, ce qui minimise le risque de réactions allergiques. Elles sont réutilisables et facilement détachables d'une seule main, ce qui permet de changer rapidement et facilement de brassard.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
sku	1106174
Nombre de tuyaux	Pas de tuyau
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille du brassard Flexiport	Taille 13
Type brassard Flexiport	Brassard simple Flexiport
Type d'emballage	Pièce