


1546250 - Linido appui fixe 70 cm - inox - blanc - 1 pc



Déscription

Ce support est appliqué de part et d'autre de la cuvette afin de fournir un soutien lors de l'assise, de la position debout, de la position assise et lors de la manipulation des vêtements. Ce support horizontal est toujours dans la même position, ce qui offre une sécurité supplémentaire pour certains utilisateurs.

Le diamètre du tube est de 28 mm (acier inoxydable) ou 28,6 mm (acier). Les recherches montrent que ce diamètre s'adapte confortablement à la main, tant pour les petites que pour les grandes mains.

L'accolade a un double tube en forme de tonneau. Lors d'un transfert vers l'avant, il est plus facile de saisir et de tenir l'avant : la main ne peut pas glisser de l'accolade. En outre, cette forme empêche les vêtements de s'accrocher.

La poignée fixe des toilettes est montée directement sur le mur. Les points de fixation sont facilement accessibles et sont recouverts de caches blancs après le montage. Si nécessaire, un kit de montage séparé est disponible.

Outre l'application aux toilettes, les supports peuvent également être installés dans une douche. Ils sont résistants à l'eau et permettent d'effectuer un transfert lorsqu'il est nécessaire d'avoir une capacité de charge supérieure à celle qu'un accoudoir peut offrir.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2601.0704-02
sku	1546250
Catégorie appuis pour toilette	Appuis pour toilette fixes
Charge horizontale maximale	150 kg
Charge latérale maximale	100 kg
Couleur	Inox/blanc
Longueur appui toilette	700 mm
Matériel	Inox époxyé
Type d'emballage	Pièce