

1577182 - PiezoWave 2 Touch - "Multi Use 3"- Incl. pièce à main F7 G3 - incl. chariot



Déscription

La **série MultiUse** de Richard Wolf élève la thérapie par ondes de choc à un niveau supérieur grâce à des extensions intelligentes et des solutions pratiques pour des environnements médicaux exigeants. Cette série avancée est conçue pour les professionnels souhaitant combiner plusieurs sources de thérapie et travailler efficacement sans compromettre la facilité d'utilisation ni la précision.

Caractéristiques principales :

- **Support extensible pour sources de thérapie** : Permet d'accueillir deux sources de thérapie supplémentaires, rangées de manière sûre et ordonnée – idéal pour les cliniques offrant une large gamme de traitements.
- **Générateur haute tension avancé** : Un seul générateur qui pilote à la fois les sources de thérapie à simple et double couche, pour un contrôle optimal et une constance dans chaque traitement.
- **Compartiments de rangement pratiques** : Deux supports pour gel pads avec fixation assurent un espace de travail organisé et un accès rapide aux fournitures.
- **Pédale optionnelle** : Commande mains libres des niveaux d'intensité et de l'activation des ondes de choc pour un confort et une précision de traitement accrus.

Pièce à main fournie : Therapy Source F7 G3

La **Therapy Source F7 G3** est une tête de traitement compacte et facile à utiliser, conçue pour une thérapie précise et efficace des douleurs superficielles. Grâce à une zone focale petite et précise, cet appareil est particulièrement adapté à la **localisation et au traitement des points douloureux**, avec une **profondeur de pénétration de 30 mm** au centre focal.

Cette source de thérapie est idéale pour les applications en **thérapie musculosquelettique (MSK)**, notamment pour le traitement des **structures myofasciales proches de la surface de la peau**, comme dans les tendinopathies ou les points trigger au niveau de l'épaule et du bras. De plus, la F7G3 offre une solution efficace en **urologie**, spécifiquement pour le

traitement de la **maladie de La Peyronie**.

Avec une densité maximale de flux d'énergie (EFD) de **0,4 mJ/mm²**, la F7G3 délivre une thérapie sûre et ciblée, idéale pour les médecins généralistes, les kinésithérapeutes, les centres de rééducation et les hôpitaux qui visent une haute précision dans le traitement de la douleur.

Spécifications

Marque	Elvation
sku	1577182
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce