

1600447 - Theomatik® - support de table pour assiette - 36,5 x 18,8 x 3 cm - 1 pc



Déscription

Theomatik® by Bouncer est un support de table pour assiette de déjeuner pour que les personnes ayant un bras fonctionnel puissent à nouveau manger de manière autonome. À la maison comme en route. Theomatik® rend leurs limitations supportables, moins perceptibles, et insouciant, également Theomatik® rend l'alimentation plus facile et plus agréable, en mettant l'accent sur les gens et non sur leur problème.

Theomatik® pèse 900 grammes, ne contient pas de BPA et est lavable au lave-vaisselle.

Spécifications

Marque	bouncer
Dimensions du produit	L 18.8 cm, H 3 cm, L 36.5 cm
Composition	Polypropylène - TPE - Acier inoxydable
sku	1600447
Couleur	Rouge - blanc
Type d'emballage	Pièce