

## 1600447 - Theomatik® - support de table pour assiette - 36,5 x 18,8 x 3 cm - 1 pc



### Déscription

Theomatik® by Bouncer est un support de table pour assiette de déjeuner pour que les personnes ayant un bras fonctionnel puissent à nouveau manger de manière autonome. À la maison comme en route. Theomatik® rend leurs limitations supportables, moins perceptibles, et insouciant, également Theomatik® rend l'alimentation plus facile et plus agréable, en mettant l'accent sur les gens et non sur leur problème.

Theomatik® pèse 900 grammes, ne contient pas de BPA et est lavable au lave-vaisselle.

### Spécifications

<b>Marque</b>	bouncer
<b>Dimensions du produit</b>	L 18.8 cm, H 3 cm, L 36.5 cm
<b>Composition</b>	Polypropylène - TPE - Acier inoxydable
<b>sku</b>	1600447
<b>Couleur</b>	Rouge - blanc
<b>Type d'emballage</b>	Pièce