

## 1543342 - AMP - housse de matelas - 200 x 200 x 18 cm - 1 pc



### Déscription

Ce **protège-matelas anti-allergique** a été spécialement conçu pour les personnes souffrant d'une **allergie sévère aux acariens** et offre une protection fiable contre les allergènes, la poussière et les micro-organismes. Grâce à la **membrane respirante**, le matelas reste bien ventilé et confortable, sans compromettre l'hygiène.

La housse est **lavable en machine** pour un usage quotidien, et peut également être **nettoyée avec un chiffon humide** en cas d'allergies sévères. Grâce à la **fermeture éclair sur 3 côtés**, la housse est facile à retirer et à remettre.

#### Caractéristiques :

- **Protège-matelas anti-allergique**, idéal en cas d'allergie aux acariens
- **Membrane respirante** pour une ventilation optimale
- **Lavable en machine** et nettoyable avec un chiffon humide
- **Housse amovible** avec fermeture éclair sur 3 côtés
- **Hauteur standard : 20 cm** – convient à la plupart des matelas
- Adapté à **un usage domestique et en milieu professionnel de soins**

#### Applications :

- Pour protéger le matelas en cas d'**allergies ou d'asthme**
- Idéal pour **les enfants, les personnes âgées ou les personnes ayant des voies respiratoires sensibles**
- Convient pour une utilisation dans **les établissements de soins, les hôpitaux ou les soins à domicile**

Choisissez ce protège-matelas pour un **environnement de sommeil sain, hygiénique et sans allergènes**.

## Spécifications

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Marque                | LS Bedding                                 |
| Dimensions du produit | H 18 cm, L 200 cm                          |
| Composition           | 100% polyèstre avec couche de polyuréthane |
| Profondeur du produit | 200 cm                                     |
| sku                   | 1543342                                    |
| Lavable/Disposable    | Lavable                                    |
| Taille housse         | 200 x 200 x 18 cm                          |
| Type d'emballage      | Pièce                                      |