

1560006 - MST-3000 clamp d'échantillons de mucus - tube 14 cm - 25 ml - 1 x 50 pcs



Déscription

Ce collecteur d'échantillons de mucus avec un tube de 14 cm de long et un bouchon à vis de rechange est conçu pour prélever des échantillons de mucus en vue d'un examen microbiologique. Ce piège fourni d'une capacité de 25 ml est stérile et emballé individuellement. Il contient une fixation pour le cathéter d'aspiration et le tube de connexion d'aspiration, ainsi qu'une étiquette avec les informations relatives au patient.

Spécifications

Marque	Pennine
Dimensions du produit	L 14 cm
Stérile	Oui
sku	1560006
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
Type d'emballage	Boîte