

**1609235 - Tabouret 272 - plastique noir - 5 roues - 45 - 65 cm -
revêtement standard - Eaux thermales - 1 pc**



Déscription

Le tabouret Ritter 272 Air Lift de Midmark offre un confort, un soutien et une stabilité optimaux. Grâce à la conception en forme d'étoile de la base, vous avez un accès plus proche au patient et profitez d'une maniabilité stable et sans effort. La base à cinq pieds en plastique noir avec roulettes assure une solidité supplémentaire et supporte une charge d'environ 136 kg.

Attention : la couleur du tabouret comme sur l'image diffère de la réalité. Pour la couleur exacte vérifié le tableau de couleur.

Spécifications

| | |
|--|---------------------|
| Marque | Midmark |
| Roues | Oui |
| Anneau de pied | Non |
| Dossier | Non |
| Diamètre du siège | 40 cm |
| Nombre de roues | 5 |
| sku | 1609235 |
| Couleur | Healing Water |
| Couleur châssis | Noir |
| Matériel châssis | Matière synthétique |
| Réglable en hauteur avec un vérin à gaz | 45 - 65 cm |
| Type d'emballage | Set |
| Type de siège | Siège rond |