

1626209 - Coton hydrophile - rouleau - 500 g - 1 x 500 g



Déscription

Les rouleaux de coton sont fabriqués à partir de 100 % de coton hydrophile blanchi. Ils conviennent aux applications médicales et hygiéniques telles que l'absorption des exsudats, le nettoyage des berges de plaies et l'application de produits sur la peau. Les rouleaux sont blanchis sans chlore, marqués CE et conformes à la Pharmacopée européenne, à la norme Oeko-Tex 100 et à la réglementation REACH.

Caractéristiques principales :

- **Matériau** : 100 % coton absorbant blanchi
- **Blanchiment** : Blanchi au peroxyde d'hydrogène, sans chlore et sans azurants optiques.
- **Dimensions** : Largeur standard de 20 cm
- **Emballage** : Emballé dans des sacs en polyéthylène afin de protéger de la poussière et de l'humidité.
- **Conformité** : Pharmacopée européenne, Oeko-Tex 100, REACH, marquage CE et ISO 13485.
- **Application** : Absorption des exsudats, nettoyage des plaies périphériques et application de produits sur la peau.

Spécifications

Composition	100 % de coton hydrophile blanchi - ca. 675 g/m ²
sku	1626209
Contenu	500 g
Couleur	Blanc
Type d'emballage	Pièce