

1546412 - Linido set de fixation ergogrip 2611 - 1 pc

4x



Déscription

Pour le montage mural des supports muraux Ergogrip, composés de:

- 4 x Chevilles Fischer UX 8
- 4 x Boulon fileté en bois 6 x 60 mm inox A2
- 4 x Rondelle M8 DIN 125, inox A2

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2807.0000-00
sku	1546412
Catégorie supports muraux	Accessoires pour supports muraux
Type d'emballage	Pièce