

1533317 - Manchette demi-bras Hydroven 3 - 1 compartiment - 51 cm - 1 pc



Déscription

Toutes les manchettes Hydroven sont fabriquées à partir d'un matériau doux et résistant. Doublure intérieure souple pour un confort maximal du patient. Le brassard peut se dilater vers l'intérieur pour épouser les contours de chaque membre.

Spécifications

Marque	Huntleigh
Circonférence de la main	44 cm
Circonférence épaule	56 cm
sku	1533317
Longueur	51 cm
Nombre de compartiments	1 compartiment
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce