

## 1554318 - DIEGO



### Déscription

DIEGO® soulage le thérapeute et le patient. Grâce à sa construction aérienne, DIEGO® est facilement accessible de tous les côtés et offre ainsi l'espace pour une thérapie qualitative de la fonction motrice du bras et de l'épaule.

La Compensation de Gravité Intelligente (IGC), allège le bras et permet le mouvement physiologique des bras dans toutes les phases de rééducation en 3D.

Qu'il s'agisse d'applications passives, assistées ou actives, le DIEGO® peut être adapté aux besoins individuels de chaque patient. Facile et rapide. Avec le logiciel intégré tyroS, l'installation prend très peu de temps

### Caractéristiques

- Compensation robotisée et intelligente de la gravité (IGC) – pour les patients dont la fonction motrice du bras est limitée
- Applications unilatérales et bilatérales dans toutes les phases de la réhabilitation des bras
- Mise en place rapide pour une durée de thérapie maximale grâce au système de sangles de fixation unique en leurs genres
- Un feedback visuel, sonore et sensitif, le patient vit et ressent le mouvement dans une réalité virtuelle
- Afin de rendre les résultats thérapeutiques visibles, les progrès thérapeutiques sont enregistrés de manière claire et compréhensible et peuvent être rappelés à tout moment

## Spécifications

<b>Marque</b>	Tyromotion
<b>sku</b>	1554318
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce