

## 1002323 - Aspirateur New Aspiret - 1 pc



### Déscription

Le CAMI New Aspiret est un aspirateur pour applications médicales qui fonctionne sur une tension de secteur de 230V ~ / 50 Hz et peut être utilisé pour l'aspiration nasale, l'aspiration orale, l'aspiration trachéale des fluides corporels (mucus, catarrhe ou sang) aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Grâce à ces caractéristiques et à son classement, l'aspirateur CAMI New Aspiret est particulièrement adapté à une utilisation à l'hôpital, chez les patients subissant une trachéotomie, pour les interventions chirurgicales mineures et pour la thérapie post-opératoire à domicile. L'unité d'aspiration CAMI New Aspiret est conçue pour une utilisation continue et est équipée d'un régulateur de vide et d'un indicateur sur l'écran de fonctionnement.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Cami
<b>Débit d'air max.</b>	15 L/m
<b>Volume de la gobelet</b>	1000 ml
<b>Normes</b>	EN 60601-1-11 and carries IP21 degree of protection
<b>sku</b>	1002323
<b>Produits similaires</b>	Oui
<b>Alimentation électrique</b>	Alimentation secteur
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de conteneur</b>	Conteneur autoclavable