

1544063 - Renol sangles latérales pour ceinture de lit - 60 cm - paire



Déscription

Utilisez ces sangles de renforcement avec la ceinture lit RFB10115 - 10140 soit pour empêcher le patient de rouler soit pour le positionner sur le côté pour recevoir les soins du dos.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFE24000
Options nécessaires	2 serrures et 1 clé
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1544063
Catégorie de fixation	Accessoires pour ceintures
Fermeture	Serrures
Largeur ceinture	Ne s'applique pas
Largeur sangles	Ne s'applique pas
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille de fixation	S – M
Type d'emballage	Paire
Type de fixation	Fixation abdominale
Usage de la fixation	Au lit/brancard