

## 1544063 - Renol sangles latérales pour ceinture de lit - 60 cm - paire



### Déscription

Utilisez ces sangles de renforcement avec la ceinture lit RFB10115 - 10140 soit pour empêcher le patient de rouler soit pour le positionner sur le côté pour recevoir les soins du dos.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Renol
<b>SKU leverancier</b>	RFE24000
<b>Options nécessaires</b>	2 serrures et 1 clé
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>sku</b>	1544063
<b>Catégorie de fixation</b>	Accessoires pour ceintures
<b>Fermeture</b>	Serrures
<b>Largeur ceinture</b>	Ne s'applique pas
<b>Largeur sangles</b>	Ne s'applique pas
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille de fixation</b>	S – M
<b>Type d'emballage</b>	Paire
<b>Type de fixation</b>	Fixation abdominale
<b>Usage de la fixation</b>	Au lit/brancard