

**1549060 - VICRYL® Plus fil de suture 4/0 - 19 mm - 70 cm -  
VCP422H - 1 pc**



## Déscription

La suture VICRYL® Plus enduite est une suture chirurgicale stérile résorbable synthétique. Traitée pour une résorption rapide, les sutures n'ont pas besoin d'être retirées. Fabriquée à partir d'un copolymère de 90 % de glycolide et de 10 % de L-lactide.

- Filament multi
- Synthétique
- temps de résorption: 50-70 jours

## Spécifications

<b>Marque</b>	Ethicon
<b>Composition</b>	Suture: copolymère de 90 % de glycolide, 10 % de L-lactide
<b>sku</b>	1549060
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Résorbable</b>	Oui
<b>Produits similaires</b>	Non
<b>Longueur aiguille</b>	19 mm
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe III
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>épaisseur du fil</b>	4/0