

1559937 - Adaptateur de sonde peropératoire Doppler DMX



Déscription

Le Huntleigh Intraoperative Probe Pod est un adaptateur qui connecte un Dopplex Doppler, tel que le MD2, SD2 ou D900, à une sonde intra-opératoire Dopplex.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Huntleigh |
| sku | 1559937 |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Type d'emballage | Pièce |