

1552201 - SONOPULS 190 - 1 grande tête à ultrason



Déscription

Le nouveau Sonopuls 190 est rapide et facile à utiliser. L'appareil, qui bénéficie d'un démarrage quasi immédiat et d'un réglage rapide des paramètres de traitement, fournit très vite des résultats thérapeutiques. Sa forme compacte et ergonomique, son écran TFT convivial et son interface tactile transforment ce petit appareil en un atout incontournable pour le kinésithérapeute.

Sonopuls 190 avec tête de traitement de 5 cm² et support.

Spécifications

Marque	Enraf-Nonius
sku	1552201
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce