

1575448 - HEINE EL3 LED Lampe d'examen modèle mural avec pince pour fixation sur table



Déscription

Le **HEINE EL3 LED** avec fixation par pince de table est la solution parfaite pour ceux qui souhaitent combiner un éclairage puissant et sans ombres avec une flexibilité maximale et un gain de place. Grâce à la pince robuste, vous fixez facilement la lampe au bord d'un bureau, d'une table de soin ou d'un plan de travail.

Caractéristiques principales :

- **Design peu encombrant** sans compromettre la stabilité.
- **Positionnement flexible** grâce au bras à col de cygne pour un éclairage ciblé à tout moment.
- Idéal pour **les postes de soin mobiles** ou les postes de travail où une fixation murale n'est pas possible.

Applications :

Parfait pour les **médecins généralistes, physiothérapeutes, professionnels des soins à domicile** et autres prestataires de soins disposant d'un espace d'installation fixe limité.

Réf. Heine : **J-008.27.013**

Spécifications

Marque	Heine
SKU leverancier	HEINJ-008.27.013
sku	1575448
Lampe d'examination modèle	Modèle de table
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce