




ARSEUS MEDICAL
Part of Arseus Medical Group

1546346 - Linido appui mural droit - ergogrip 60 cm - inox poli/blanc - 1 pc



Déscription

Le support mural Ergogrip est une poignée fiable qui peut supporter une charge élevée (max. 150 kg). Grâce au diamètre ergonomique du tube, les petites et grandes mains s'adaptent parfaitement au support.

Pendant l'utilisation, la main semble souvent glisser vers le coin du support. Pour garantir une prise en main confortable, notre support mural présente un angle de flexion de 60°. Cette flexion favorise une position naturelle de la main et du poignet, évitant une charge incorrecte et d'éventuelles douleurs.

L'espace libre de 75 mm entre le tube et la paroi offre une liberté de mouvement suffisante pour la main, de sorte que l'attelle peut être facilement saisie sans que les doigts ne se pincient ou ne s'écorchent.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2611.0602-00
Angle de pliage de 60°	Oui
sku	1546346
Catégorie supports muraux	Appuis mureaux droits
Matériel	Inox pli
Taille	60 cm
Type d'emballage	Pièce