

1572237 - Doigtiers bleus en caoutchouc - 1 size - 25 pcs



Déscription

Doigtiers en caoutchouc, idéaux en milieu humide. Grâce à la couleur bleue, ils sont facilement détectables visuellement. Approuvés HACCP et adaptés à un usage professionnel dans l'industrie agroalimentaire, la restauration et les cuisines industrielles.

- Résistants aux acides, aux huiles et aux graisses
- Ne contiennent pas de latex ni de silicone
- Conservent très bien la sensation des doigts
- S'adaptent parfaitement aux doigts
- Très légers et flexibles
- Légèrement pré-poudrés
- Taille universelle

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Detectaplast |
| SKU leverancier | 20040 |
| Conforme à la norme HACCP | Oui |
| Résistant à l'eau | Oui |
| Sans latex | Oui |
| Composition | Caoutchouc |
| sku | 1572237 |
| Couleur | Bleu |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Type d'emballage | Boîte |