

1544034 - Sangle abdominale sécurisée pour chaise - S/M - 60-110 cm - 1 pc



Déscription

D'une largeur de 14 cm, cette ceinture a la particularité d'être renforcée par un système de serrure. Elle est destinée soit à des patients plus agités, voire combattifs, ou à ceux qui, lors d'un transport en fauteuil roulant présentent de très sérieux risques de chutes. Elle peut s'utiliser avec la sangle pelvienne amovible RFP22000 et les rallonges RIFT10200 et RFB10300. Option nécessaire : 2 serrures + 1 clé

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFC47115
Options nécessaires	2 serrures et 1 clé
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1544034
Catégorie de fixation	Ceintures
Fermeture	Serrures
Largeur ceinture	Ne s'applique pas
Largeur sangles	Ne s'applique pas
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	S/M
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Fixation abdominale
Usage de la fixation	Au fauteuil/chaise