

## 1355310 - Tabouret Saar - hauteur d'assise 60 - 86 cm - Lollipop - 1 pc



### Déscription

Tabouret de très bonne qualité. Equipé d'une base transversale chromée et d'un ressort à gaz chromé de série. Les roulettes standard sont en plastique dur. En option, on peut choisir des roues avec une bande de roulement souple. Cela permet d'éviter les rayures.

Attention: la couleur du tabouret telle que présentée sur l'image n'est pas contractuelle et peut varier de la réalité.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Wesseling
<b>Roues</b>	Oui
<b>Anneau de pied</b>	Non
<b>Dossier</b>	Non
<b>Nombre de roues</b>	5
<b>sku</b>	1355310
<b>Couleur</b>	Lollipop
<b>Couleur châssis</b>	Couleur de l'aluminium
<b>Epaisseur d'assise</b>	40 mm
<b>Matériel châssis</b>	Chrome
<b>Poids max. de l'utilisateur</b>	150 kg
<b>Réglable en hauteur avec un vérin à gaz</b>	60 - 86 cm
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de siège</b>	Siège rond