

## 1540768 - Seca 287 station de mesure taille et poids avec fonction vocale - classe III - 300 kg - 1 pc



### Déscription

Grâce au modèle seca 287 nous avons redéfini les limites techniques des stations de mesure de par le monde. Trois paires de capteurs à ultrasons enregistrent en quelques millisecondes la taille du patient et un algorithme d'évaluation numérique spécialement développé à cet effet assure une précision de mesure inégalée. Sur demande, une assistance vocale permet de procéder à des mesures individuelles ou en série de manière autonome. Associé à la connexion au DME et à l'impression pratique des valeurs mesurées, le travail en est facilité. La balance d'une capacité de 300 kg et possédant une graduation de 50 g complète ce produit durable de qualité seca inégalée.

- Mesure entièrement automatique avec assistance vocale disponible en option
- Trois paires de capteurs et auto-calibrage permanent pour des résultats ultra-précis
- Algorithme d'évaluation numérique unique permettant d'éliminer toute imprécision pour une qualité de mesure garantie des plus élevées
- Nombreuses possibilités d'obtention des résultats de mesure.
- Nouveauté: un cache au niveau de l'affichage assure une intimité accrue lors de la mesure

## Spécifications

<b>Marque</b>	Seca
<b>Poids max.</b>	300 kg
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Calibré</b>	Oui
<b>Avec tige de mesure</b>	Oui
<b>Indication de l'IMC</b>	Oui
<b>Fonction de mise en marche automatique</b>	Non
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Non
<b>sku</b>	1540768
<b>Classe pèse personnes</b>	Classe III
<b>Gradation pèse-personnes</b>	50 g < 150 kg > 100 g
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type d'échelle</b>	Pèse-personnes numérique à colonne