


1546216 - Linido assise de douche courte - inox/blanc - 1 pc



Déscription

L'assise de douche **Linido** court sans accoudoirs ni dossier est idéal pour les petites salles de bains. L'assise de douche peut être facilement repliée après utilisation, libérant ainsi de l'espace pour les déplacements. Il peut être fixé au mur très facilement et en toute sécurité.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2201.0014-02
Profondeur du siège	41.5 cm
Largeur du siège	45 cm
Accoudoirs	Non
Dossier	Non
Pliable	Oui
Composition	Inox époxyé
sku	1546216
Catégorie assise de douche	Assises de douche
Couleur	Inox/blanc
Poids max. de l'utilisateur	150 kg
Type d'emballage	Pièce